

+36 20 2654 654

✉ info@limitlessmedical.eu
💻 www.limitlessmedical.eu

📍 **LIMITLESS MEDICAL Ltd.**
1035 Budapest Deru Str. 2 / Hungary



HIGH
Quality



www.limitlessmedical.eu



www.limitlessmedical.eu





www.limitlessmedical.eu

**EGYSZER-
HASZNÁLATOS
OVERÁL**

DISPOSABLE
COVERALL



LMTLS-56

CAT.III TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT

HIGH
Quality

CE
2163

Turkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu

LMTLS-56
CAT.III TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT



EGYSZER- HASZNÁLATOS OVERÁL

DISPOSABLE COVERALL

PP+PE
56
GRAMS
Coverall

HIGH
Quality



Vegyszerek elleni védelem
Chemicals Protection



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Veszélyes szilárd halmazállapotú részecskék
(5-B típus) elleni védelem
Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
L_{min}, 82/90 ≤30 %



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
(6-B típus) elleni védelem
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min}, 82/90 ≤30 %

MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MELLBŐSÉG CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
HOSSZÚSÁG SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
10 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
40 db / 40 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh

CE
2163

Türkiye
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu

LMTLS-56-BL
CAT.III TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT



EGYSZER- HASZNÁLATOS OVERÁL

DISPOSABLE COVERALL

PP+PE
56
GRAMS
Coverall

HIGH
Quality



Vegyszerek elleni védelem
Chemicals Protection



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Veszélyes szilárd halmazállapotú részecskék
(5-B típus) elleni védelem
Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
L_{min}, 82/90 ≤30 %



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
(6-B típus) elleni védelem
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min}, 82/90 ≤30 %

MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MELLBŐSÉG CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
HOSSZÚSÁG SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
10 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
40 db / 40 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh

CE
2163

Turkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu

LMTLS-001

EN ISO 13795-1:2019
EU REG. 2017/745, 93/42/EEC

Tibbi Cihaz (Sınıf 1) Steril değil
Medical Device (Class 1)- not sterile

MDD-131

Turkey
Discover
the potential



**EGYSZER-
HASZNÁLATOS
OVERÁL**
DISPOSABLE
COVERALL

SMS
40
GRAMS
Coverall

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MELLBŐSÉG CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
HOSSZÚSÁG SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
10 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
40 db / 40 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéříthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

**OVERÁL
VÉDŐRUHA**
VÉDŐSZALAGGAL
MEGERŐSÍTETT

PROTECTIVE
COVERALL SUIT
[BLUE TAPE HOT SYSTEM]



LMTLS-34

CAT.III TYPE 3-B/4-B/5-B/6-B
PROTECTIVE COVERALL SUIT

HIGH
Quality



Turkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu

LMTLS-34
CAT.III TYPE 3-B/4-B/5-B/6-B
PROTECTIVE COVERALL SUIT



**OVERÁL
VÉDŐRUHA**
VÉDŐSZALAGGAL
MEGERŐSÍTETT
PROTECTIVE
COVERALL SUIT
[BLUE TAPE HOT SYSTEM]

PP+PE
56
GRAMS
Coverall

HIGH
Quality



Vegyszerek elleni védelem
Chemicals Protection



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Folyadékok elleni védelem (3-B Típusú)
Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009



Folyadékok elleni védelem (4-B Típusú)
Protection Against Liquid
Chemicals Type 4-B
EN 14605:2005+A1:2009



Veszélyes szilárd halmazállapotú
részecskék elleni védelem (5-B Típusú)
Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
L_{min}, 82/90 ≤30 %



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
elleni védelem (6-B Típusú)
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min}, 82/90 ≤30 %

MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MELLBŐSÉG CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
HOSSZÚSÁG SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
10 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
40 db / 40 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

CERTIFICA NO
CERTIFICATE NO
2163-PPE-1782

MDD-131



EN 13688



13485



10076420



Turkey
Discover
the potential

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMTLS-34
CAT.III TYPE 3-B/4-B/5-B/6-B
PROTECTIVE COVERALL SUIT

CERTIFICA NO
CERTIFICATE NO
2163-PPE-1782

MDD-131



Turkey
Discover
the potential



**OVERÁL
VÉDŐRUHA**
VÉDŐSZALAGGAL
MEGERŐSÍTETT
PROTECTIVE
COVERALL SUIT
[BLUE TAPE HOT SYSTEM]

PP+PE
56
GRAMS
Coverall

HIGH
Quality



Vegyszerek elleni védelem
Chemicals Protection



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Folyadékok elleni védelem (3-B Típusú)
Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009



Folyadékok elleni védelem (4-B Típusú)
Protection Against Liquid
Chemicals Type 4-B
EN 14605:2005+A1:2009



Veszélyes szilárd halmazállapotú
részecskék elleni védelem (5-B Típusú)
Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
L_{min}, 82/90 ≤30 %



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
elleni védelem (6-B Típusú)
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min}, 82/90 ≤30 %

MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MELLBŐSÉG CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
HOSSZÚSÁG SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
10 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
40 db / 40 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMTLS-34-BL
CAT.III TYPE 3-B/4-B/5-B/6-B
PROTECTIVE COVERALL SUIT

CERTIFICA NO
CERTIFICATE NO
2163-PPE-1782

MDD-131



Turkey
Discover
the potential



**OVERÁL
VÉDŐRUHA**
VÉDŐSZALAGGAL
MEGERŐSÍTETT
PROTECTIVE
COVERALL SUIT
[BLUE TAPE HOT SYSTEM]

PP+PE
56
GRAMS
Coverall

HIGH
Quality



Vegyszerek elleni védelem
Chemicals Protection



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Folyadékok elleni védelem (3-B Típusú)
Protection Against Liquid
Chemicals Type 3-B
EN 14605:2005+A1:2009



Folyadékok elleni védelem (4-B Típusú)
Protection Against Liquid
Chemicals Type 4-B
EN 14605:2005+A1:2009



Veszélyes szilárd halmazállapotú
részecskék elleni védelem (5-B Típusú)
Hazardous Dry Particles
Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
L_{max}, 82/90 ≤30 %



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
elleni védelem (6-B Típusú)
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{max}, 82/90 ≤30 %

MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
MELLBŐSÉG CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
HOSSZÚSÁG SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
10 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
40 db / 40 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

SMS

40

GRAMS

Gown

LMG-001



**EGYSZER-
HASZNÁLATOS
VÉDŐKÖPENY**
DISPOSABLE
GOWN

HIGH
Quality



Turkey
Discover
the potential




www.limitlessmedical.eu

LMG-001

EN ISO 13795-1:2019
EU REG. 2017/745, 93/42/EEC
Tibbi Cihaz (Sınıf 1) Steril değil
Medical Device (Class 1)- not sterile

MDD-131


ISO 9001:2015



EGYSZER-
HASZNÁLATOS
VÉDŐKÖPENY
DISPOSABLE
GOWN

SMS
40
GRAMS
Gown

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	110,0	115,0	120,0	123,0	130,0	140,0
B	31,0	32,0	33,5	34,0	34,5	35,0
C	55,0	56,0	59,0	60,0	60,5	61,5
D	17,5	18,5	19,5	20,0	21,0	22,0
E	145,0	150,0	155,0	160,0	165,0	167,0

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
8,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
60 db / 60 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh




www.limitlessmedical.eu

LMG-001

EN ISO 13795-1:2019
EU REG. 2017/745, 93/42/EEC
Tibbi Cihaz (Sınıf 1) Steril değıl
Medical Device (Class 1)- not sterile

MDD-131


ISO 9001:2015



EGYSZER-
HASZNÁLATOS
VÉDŐKÖPENY
DISPOSABLE
GOWN

SMS
40
GRAMS
Gown

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	110,0	115,0	120,0	123,0	130,0	140,0
B	31,0	32,0	33,5	34,0	34,5	35,0
C	55,0	56,0	59,0	60,0	60,5	61,5
D	17,5	18,5	19,5	20,0	21,0	22,0
E	145,0	150,0	155,0	160,0	165,0	167,0

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
8,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
60 db / 60 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

**EGYSZER-
HASZNÁLATOS
VÉDŐKÖPENY**

DISPOSABLE
PROTECTIVE
GOWN



LMAPR-56

HIGH
Quality

CE
2163

Turkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu

LMAPR-56



EGYSZER- HASZNÁLATOS VÉDŐKÖPENY

DISPOSABLE PROTECTIVE GOWN



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
(6-B típus) elleni védelem
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min} 82/90 ≤30 %



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Kérjük olvassa el a használati utasítást!
Please Read User Manual

PP+PE
56
GRAMS
Gown

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2 XL	3 XL
HOSSZÚSÁG LENGTH	110,0	115,0	120,0	123,0	130,0	140,0
CSUKLÓ WRIST	31,0	32,0	33,5	34,0	34,5	35,0
UJJ HOSSZ SLEEVE LENGTH	55,0	56,0	59,0	60,0	60,5	61,5
VÁLL SHOULDER	17,5	18,5	19,5	20,0	21,0	22,0
SZÉLESSÉG WIDTH	145,0	150,0	160,0	165,0	165,0	167,0

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
8,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
60 db / 60 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh

CE
2163

Türkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu

LMAPR-56-BL



EGYSZER- HASZNÁLATOS VÉDŐKÖPENY

DISPOSABLE PROTECTIVE GOWN



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
(6-B típus) elleni védelem
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min} 82/90 ≤30 %



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Kérjük olvassa el a használati utasítást!
Please Read User Manual

PP+PE
56
GRAMS
Gown

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2 XL	3 XL
HOSSZÚSÁG LENGTH	110,0	115,0	120,0	123,0	130,0	140,0
CSUKLÓ WRIST	31,0	32,0	33,5	34,0	34,5	35,0
UJJ HOSSZ SLEEVE LENGTH	55,0	56,0	59,0	60,0	60,5	61,5
VÁLL SHOULDER	17,5	18,5	19,5	20,0	21,0	22,0
SZÉLESSÉG WIDTH	145,0	150,0	160,0	165,0	165,0	167,0

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
8,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
60 db / 60 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMAPR-34-BL



EGYSZER- HASZNÁLATOS VÉDŐKÖPENY MEGKÖTŐVEL

DISPOSABLE
BLUE TAPED
GOWN

PP+PE
56
GRAMS
Gown

HIGH
Quality



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
(6-B típus) elleni védelem
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{imm}, 82/90 ≤30 %



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Kérjük olvassa el a használati utasítást!
Please Read User Manual



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
HOSSZÚSÁG LENGTH	110,0	115,0	120,0	123,0	130,0	140,0
CSUKLÓ WRIST	31,0	32,0	33,5	34,0	34,5	35,0
UJJ HOSSZ SLEEVE LENGTH	55,0	56,0	59,0	60,0	60,5	61,5
VÁLL SHOULDER	17,5	18,5	19,5	20,0	21,0	22,0
SZÉLESSÉG WIDTH	145,0	150,0	160,0	165,0	165,0	167,0

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
8,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
60 db / 60 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



Türkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu





www.limitlessmedical.eu

EGYSZER- HASZNÁLATOS ORVOSI RUHÁZAT

DISPOSABLE SCRUB SUIT



LMSUIT-001

DISPOSABLE SCRUB SUIT

HIGH
Quality



Turkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu

LMSUIT-27 COTTON SCRUB SUIT



PAMUT KÉTRÉSZES ORVOSI RUHÁZAT

COTTON
SCRUB SUIT

COTTON
**200
GRAMS**
Suit

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ING HOSSZA T-SHIRT LENGTH	74	76	78	80	82	84
MELL SZÉLESSÉGE T-SHIRT CHEST	55	57	59	61	63	65
ING UJJ HOSSZA T-SHIRT SLEEVE LENGTH	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
NADRÁG HOSSZA PANTS LENGTH	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
NADRÁG SZÉLESSÉGE PANTS WIDTH	56	58	60	62	64	66

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
13,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
50 db / 50 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMSUIT-34 DISPOSABLE SCRUB SUIT



EGYSZER- HASZNÁLATOS ORVOSI RUHÁZAT DISPOSABLE SCRUB SUIT



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
(6-B típus) elleni védelem
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min}, 82/90 ≤30 %



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Kérjük olvassa el a használati utasítást!
Please Read User Manual

PP+PE
56
GRAMS
Suit

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ING HOSSZA T-SHIRT LENGTH	74	76	78	80	82	84
MELL SZÉLESSÉGE T-SHIRT CHEST	55	57	59	61	63	65
ING UJJ HOSSZA T-SHIRT SLEEVE LENGTH	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
NADRÁG HOSSZA PANTS LENGTH	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
NADRÁG SZÉLESSÉGE PANTS WIDTH	56	58	60	62	64	66

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
13,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
50 db / 50 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMSUIT-34-BL
DISPOSABLE SCRUB SUIT



EGYSZER- HASZNÁLATOS ORVOSI RUHÁZAT

DISPOSABLE SCRUB SUIT



Enyhén a ruhára permetezett részecskék
(6-B típus) elleni védelem
Lightly Sprayed Particles
Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
L_{min}, 82/90 ≤30 %



Kórokozók elleni védelem
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004



Kérjük olvassa el a használati utasítást!
Please Read User Manual

PP+PE
56
GRAMS
Suit

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ING HOSSZA T-SHIRT LENGTH	74	76	78	80	82	84
MELL SZÉLESSÉGE T-SHIRT CHEST	55	57	59	61	63	65
ING UJJ HOSSZA T-SHIRT SLEEVE LENGTH	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
NADRÁG HOSSZA PANTS LENGTH	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
NADRÁG SZÉLESSÉGE PANTS WIDTH	56	58	60	62	64	66

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
13,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
50 db / 50 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire



TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMSUIT-001
DISPOSABLE SCRUB SUIT

EN ISO 13795-1:2019
EU REG. 2017/745, 93/42/EEC
Tibbi Cihaz (Sınıf 1) Steril değil
Medical Device (Class 1)- not sterile

MDD-131



EGYSZER-
HASZNÁLATOS
ORVOSI RUHÁZAT
DISPOSABLE
SCRUB SUIT

SMS
40
GRAMS
Suit

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ING HOSSZA T-SHIRT LENGTH	74	76	78	80	82	84
MELL SZÉLESSÉGE T-SHIRT CHEST	55	57	59	61	63	65
ING UJJ HOSSZA T-SHIRT SLEEVE LENGTH	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
NADRÁG HOSSZA PANTS LENGTH	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
NADRÁG SZÉLESSÉGE PANTS WIDTH	56	58	60	62	64	66

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
13,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
50 db / 50 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMSUIT-001
DISPOSABLE SCRUB SUIT

EN ISO 13795-1:2019
EU REG. 2017/745, 93/42/EEC
Tibbi Cihaz (Sınıf 1) Steril değil
Medical Device (Class 1)- not sterile

MDD-131



EGYSZER-
HASZNÁLATOS
ORVOSI RUHÁZAT
DISPOSABLE
SCRUB SUIT

SMS
40
GRAMS
Suit

HIGH
Quality



MÉRETEK SIZES	S	M	L	XL	2XL	3XL
ING HOSSZA T-SHIRT LENGTH	74	76	78	80	82	84
MELL SZÉLESSÉGE T-SHIRT CHEST	55	57	59	61	63	65
ING UJJ HOSSZA T-SHIRT SLEEVE LENGTH	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
NADRÁG HOSSZA PANTS LENGTH	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
NADRÁG SZÉLESSÉGE PANTS WIDTH	56	58	60	62	64	66

A méretek cm-ben értendők. / Reported measures are in cm.

±2 cm eltérés előfordulhat. / Tolerance ± 2cm



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
13,5 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
50 db / 50 Pcs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMCAP-01-BL

LMG-001

LMBTC-001-BL



LMCAP-56

LMAPR-56

LMBTC-56

HIGH
Quality





www.limitlessmedical.eu

LMBTC-001-BL
CAT.III PROTECTIVE LONG BOOT COVER

2163-PPE-1592



Turkey
Discover
the potential

HOSSZÚ CIPŐVÉDŐ /LÁBZSÁK

LONG
BOT COVER

SMS
40
GRAMS

Boot Cover

HIGH
Quality



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
9,3 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



**Darabszám
(párban) / doboz**
Pieces in Box
150 pár / 150 Pairs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMBTC-56
CAT.III PROTECTIVE LONG BOOT COVER

2163-PPE-1592



Turkey
Discover
the potential

HOSSZÚ CIPŐVÉDŐ /LÁBZSÁK

LONG
BOT COVER

PP+PE

56
GRAMS

Boot Cover

HIGH
Quality



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
9,3 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



**Darabszám
(párban) / doboz**
Pieces in Box
150 pár / 150 Pairs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMCAP-56
CATIII PROTECTIVE L HEAD COVER

2163-PPE-1589



Turkey
Discover
the potential



EGYSZERHASZNÁLATOS SAPKA

DISPOSABLE
CAP

PP+PE


56
GRAMS

Boot Cover

HIGH
Quality



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
9,3 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám / doboz
Pieces in Box
150 pár / 150 Pairs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

LMBTC-001-BL
CATIII PROTECTIVE L HEAD COVER



EGYSZERHASZNÁLATOS SAPKA

DISPOSABLE
CAP

SMS


40
GRAMS

Head Cover

HIGH
Quality



Doboz mérete
Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap
Parcels on pallets
25 db / 25 Pcs



Doboz súlya
Box weight
9,3 Kg



Raklap / autó
Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



**Darabszám
(párban) / doboz**
Pieces in Box
150 pár / 150 Pairs



Raklap / 40' konténer
40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete
Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



Türkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu

LMTLS-56



LMTLS-34



LMG-01



LMSUIT-01



HIGH
Quality

CE
2163

Turkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu



HIGH
Quality

CE
2163

Turkey
Discover
the potential



www.limitlessmedical.eu

FFP2 NR

LM-FFP2-01

MELTBLOWN PROTECTIVE MASK

VÉDŐMASZK



HIGH
Quality

CE 2163



EN149:2001+A1:2009



HIGH EFFICIENCY
FILTRATION
MAGAS HATÉKONYSÁGÚ
SZŰRŐKÉPESÉG



COMFORTABLE
KÉNYELMES



HEALTHY
BREATHING
EGÉSZSÉGES
AKADÁLYMENTES LÉGZÉS



5 PROTECTION
LAYERS
5 RÉTEGŰ
VÉDELEM



Doboz mérete

Box size
60x40x40 cm



Dobozok száma / raklap

Parcels on pallets
25 doboz/raklap
25 Pcs/Pallets



Doboz súlya

Box weight
9 Kg



Raklap / autó

Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



**Darabszám
(csomag) / doboz**

Pieces in Box
90 csomag/doboz
90 Pack/Box
900 db / 900 Pcs



Raklap / 40' konténer

40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete

Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

TYPE II R

EGÉSZSÉGÜGYI
SZÁJMASZK

DISPOSABLE
PROTECTIVE
FACE MASK

LMTLS-3PLY-100



LMTLS-3PLY-50



HIGH
Quality

3 RÉTEGŰ
NEM STERILIZÁLT

3 LAYERS
NOT STERILIZED



STANDARD: GB/T 32610-2016
EN 14683:2019+AC:2019

Disposable face mask:

- ↳ glass fibres free
- ↳ hypoallergenic
- ↳ very low resistance to breathing
- ↳ adaptable nose bar
- ↳ high filtration capacity, more than 95%
- ↳ perfect fitting
- ↳ protects against droplets, bacteria, particles, dust, pollen and contaminants

Egészségügyi szájmaszk:

- ↳ üvegszál mentes
- ↳ hypoallergén
- ↳ nem gátolja a légzést
- ↳ magas szűrési képesség, 95% felett
- ↳ tökéletes illeszkedés
- ↳ háromrétegű védőszűrés
- ↳ védelmet biztosít a cseppek, baktériumok, részecskék, por, pollen és szennyeződések ellen



Doboz mérete

Box size
3 rétegű: kartondoboz
60x80x60



Dobozok száma / raklap

Parcels on pallets
10 doboz/raklap
10 Pcs



Doboz súlya

Box weight
12 kg



Raklap / autó

Truck loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Darabszám
(csomag) / karton

Pieces in Box
3000 db / 3000 Pcs



Raklap / 40' konténer

40' Container loading quantity
24 raklap / 24 Pallets



Raklap mérete

Pallet size
100x120x210 cm



Egyszerhasználatos termék,
NE HASZNÁLJA ÚJRA!
Disposable PPE, DO NOT REUSE



Nem mosható!
Not washing



Nem szárítható!
No drying



Nem tisztítható!
No cleaning



Nem vasalható!
No ironing



Nem fehéríthető!
No bleach



Tűztől távol tartandó!
Keep away from fire

TÁROLÁS / LEJÁRATI IDŐ:

Javasoljuk, hogy napfénytől távol, 15 -25 °C -os hőmérsékleten, kartondobozokban tárolja. Megfelelő körülmények között történő tárolás esetén gyártástól számított 5 éven belül fel kell használni.

STORAGE / EXPIRY DATE

It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 °C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 5 years after the production date.

Ideális tárolási környezet: 65% rh páratartalmú helyen

Ideal Storage Environment: Humidity 65% rh



www.limitlessmedical.eu

HIGH
Quality

75% ETANOL TARTALOMMAL

CONTAIN 75% ETHANOL

BAKTERICID, FUNGICID, VIRUCID, TUBERKULOCID, LEMOSÁS NÉLKÜLI

BACTERICID, FUNGICID, VIRUCID, TUBERCULOCIDE, WITHOUT WASHING

- Természetes száradás
- Fertőtlenítés
- Vízálló
- Natural drying
- Disinfection
- Waterproof



LMTLS-99-1



LMTLS-99-3



LMTLS-99-5



LMTLS-99-5S


**KÉZ- ÉS FELÜLET-
FERTŐTLENÍTŐ
GÉL/SPRAY**

INSTANT HAND
AND SURFACE
SANITIZER



www.limitlessmedical.eu

- ✓ Material: 100% Nitrile – latex-free
- ✓ Excellent puncture and abrasion resistance
- ✓ Excellent touch sensitivity
- ✓ Ambidextrous
- ✓ Textured at fingertip surfaces
- ✓ Beaded cuff
- ✓ Powder-free
- ✓ Free of allergenic substances
- ✓ Food safe
- ✓ Non-Sterile



- ✓ Anyag: 100% nitril – latexmentes
- ✓ Kiváló szűrő- és kopásállóság
- ✓ Kiváló tapintásérzet
- ✓ Mindkét kézen hordható
- ✓ Ujjbegyeknél texturált
- ✓ Csuklórésznél felgöngyölt kialakítás
- ✓ Hintőpormentes
- ✓ Allergén anyagoktól mentes
- ✓ Élelmiszerekre ártalmatlan
- ✓ Nem steril

CE 2777

EGYSZER HASZNALÁTOS
NITRIL GUMIKESZTYŰ

DISPOSABLE
NITRIL GLOVES

HIGH
Quality

NITRILE
FLEX

